




Painel Onco Básico

O Painel Onco Básico, oferecido pelo Lab-to-Lab Pardini, utiliza a metodologia de sequenciamento de nova geração (NGS) para analisar mutações ativadoras (drivers) em quatro dos principais oncogenes associados ao desenvolvimento de tumores.



Lab-to-Lab
PARDINI



Grupo**Fleury**

Responsável Técnico: Dr. Edgar Gil Rizzatti / CRM 94199 – SP



O EXAME

O Painel Onco Básico auxilia na predição da resposta à terapia-alvo ao detectar alterações nos genes relacionados às vias de sinalização celular que regulam o crescimento e a morte das células, permitindo um tratamento direcionado e personalizado. O painel analisa os genes:

- › EGFR: éxons 18, 19, 20 e 21
- › BRAF: éxons 11 e 15
- › KRAS: éxons 2, 3 e 4
- › NRAS: éxons 2, 3 e 4.



TIPO DE AMOSTRA

Amostra de tecido tumoral fixado em formol e incluído em parafina (FFPE).



INDICAÇÕES

- › Recomendado para pacientes oncológicos com tumores sólidos, visando identificar mutações que influenciam a escolha da terapia-alvo mais adequada.
- › Auxilia na previsão da resposta ao tratamento personalizado.



DIFERENCIAIS

- › Análise de regiões específicas dos principais oncogenes associados ao desenvolvimento de tumores.
- › Laudo completo com descrição das mutações encontradas, frações alélicas e interpretação personalizada para cada gene alterado.
- › Dados epidemiológicos relevantes sobre os tipos de tumores relacionados às mutações detectadas.
- › Pode ser solicitado junto à imuno-histoquímica de PD-L1 e ALK.
- › Alta precisão e otimização da análise com tecnologia de NGS.



Para saber mais, entre em contato por um dos nossos canais.

Customer Service

 4020-2175  (31) 4020-2175  labtolabpardini.com.br

Responsável Técnico: Dr. Guilherme Birchall Collares – CRMMG 35635 / Inscrição CRM 8899 – MG